

Zařízení pro odběry plynných vzorků

Popis/Parametry

Vybavení pro odběr vzorků do kanystrů a následné zpracování odebraných vzorků včetně čištění, evakuace a přípravy kanystrů k dalším odběrům NUTECH 2101DS. Připravené odběrové kanystry jsou evakuovány a umožňují odběry vzorků v terénu bez použití odběrových čerpadel. Objem kanystru je 6 litrů, možnost použití tlaku do 40 psig (2,75bar). Vnitřní povrch kanystrů je inertizován k zamezení sorpce a reakcí na kovovém povrchu.

Vybavení pro odběry na sorbenty (klasické sorbenty i TD sorbenty) – odběrová čerpadla. Umožňují personální odběry i řízené odběry v terénu.

Odběry do TEDLAR vaků opět za použití odběrových čerpadel – použití k environmentálním odběrům i odběrům pracovního prostředí.

Využití/Služby

- Možnost odběrů do kanystrů v terénu vlastními pracovníky i zákazníkem (snadná obsluha), k dispozici až 12 kanystrů.
- Využití personálních odběrových čerpadel pro odběry ovzduší i pro pracovní prostředí na sorpční trubičky.
- Odběry do TEDLAR vaků a zpracování vzorků.
- Možnost pasivních odběrů na speciální sorpční trubičky (Radielo, ev. další).

